



POP Rouparia Número I - Ano 2020

INDICAÇÃO:

Considerar contaminado

- (1) Vestuário, lençóis, colchas e fronhas usadas por pacientes;
- (2) Cortinas divisórias nas enfermarias;
- (3) Panos de limpeza do chão e de desinfecção do ambiente

MATERIAIS:

- * Equipamentos de Proteção Individual – EPI'S (Avental, gorro, máscara e luvas de procedimento);
- * Sacos plásticos para roupas;
- * Carrinho para transporte de roupa contaminada.

PROCEDIMENTO:

- (1) Lavar as mãos;
- (2) Usar os EPI's recomendados;
- (3) Fechar a porta para realizar troca de rouparia.

MÉTODO DE RECOLHA:

- (1) Retire a fronha do travesseiro com os braços esticados, mantendo-o longe do corpo; colocar no centro da cama sem muita movimentação. Recolher roupa de cama no centro da cama, formando uma trouxa, realizando o procedimento como se houvesse perfuro-cortante, ou seja, use apenas as extremidades.
- (2) Para embalar os tecidos coloque-os num saco plástico descartável. Em seguida, embalar este saco dentro de outro saco plástico, selar o saco com abraçadeiras formando um nó. Atentar para evitar a retirada de ar de dentro do saco.
- (3) Por fim, embalar o saco de plástico num saco de tecido amarelo e selar o saco com abraçadeiras (na falta de abraçadeiras, dar nós);
- (4) Colocar uma etiqueta especial de aviso de infecção e o nome da unidade de onde é proveniente.
- (5) Enviar o saco para a lavanderia.

ARMAZENAMENTO E LAVAGEM:

- (1) Não é preciso adotar um ciclo de lavagem especial para as roupas provenientes de casos suspeitos ou confirmados do novo coronavírus (SARS-CoV-2), podendo ser seguido o mesmo processo estabelecido para as roupas provenientes de outros pacientes em geral.
- (2) Seguir o protocolo de lavagem para roupas contaminadas, evitando manusear essas roupas e sacudí-las

DESINFECÇÃO E TRANSPORTE:

- (1) Devem ser utilizadas ferramentas de transporte especiais exclusivamente para o transporte de roupa infetada;
- (2) As ferramentas devem ser sempre desinfetadas imediatamente após cada utilização no transporte de roupa infetada;
- (3) As ferramentas de transporte devem ser limpas com desinfetante com cloro (com 1000 mg/LI de cloro ativo). Deixar o desinfetante atuar durante 30 minutos antes de enxaguar as ferramentas com água.

RECOMENDAÇÕES:

Na retirada da roupa suja deve haver o mínimo de agitação e manuseio.

Roupas provenientes de áreas de isolamento não devem ser transportadas por meio de tubos de queda.

REFERÊNCIAS

Manual para a Prevenção e Tratamento da COVID-19. Primeiro Hospital Afiliado da Escola de Medicina da Universidade de Zhejiang Compilado de Acordo com Experiência Clínica.

Brasil. NOTA TÉCNICA GVIMS/GGTES/ANVISA Nº 04/2020. Orientações para serviços de saúde: medidas de prevenção e controle que devem ser adotadas durante a assistência aos casos suspeitos ou confirmados de infecção pelo novo coronavírus (sars-cov-2). – 31.03.2020 Disponível em: <http://www.corengo.org.br/wp-content/uploads/2020/03/Nota-Te%CC%81cnica-n-04-2020-GVIMS-GGTES-ANVISA-ATUALIZADA.pdf> Acesso em 01.04.2020.

PRODUÇÃO TÉCNICA – POP ROUPARIA NÚMERO I – ANO 2020

Elaboração: Departamento de Enfermagem, Campus Avançado de Pau dos Ferros, Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (DEN-CAPF-UERN).